

ELEKTRISCHE AANKOPPELBIKES

Empulse

CHEAT SHEET



F55	STREETJET	F55	STREETJET
8.5"	12"	14"	16"

SPECIFICATIES

Snelheid	6, 10, 15 of 20 km/u	6, 10, 15 of 20 km/u	6, 10, 15 of 20 km/u	6, 10, 15 of 20 km/u
Cruise Control	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximale actieradius (ISO 7176-4)	30 km*	50 km*	30 km*	50 km*
Maximale hellingshoek	6° (11%) bij 110 kg	6° (11%) bij 120 kg	6° (11%) bij 110 kg	6° (11%) bij 120 kg
Spanning	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt
Accucapaciteit	8.1 Ah	14 Ah	8.1 Ah	14 Ah
Accutype	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Motorvermogen	350 W (400 W)	250 W (630 W)	350 W (400 W)	250 W (750 W)
Band	Massief	Lucht	Lucht	Lucht
Gewicht accu	2 kg	2.6 kg	2 kg	2.6 kg
Totale gewicht exclusief accu en subframe	9 kg	-	9 kg	-
Totale gewicht exclusief accu	11 kg	12.9 kg	11 kg	12.9 kg
Totale gewicht inclusief accu	13 kg	15.5 kg	13 kg	15.5 kg
Maximaal gebruikersgewicht	110 kg	120 kg	110 kg	120 kg

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gewicht, ondergrond en weersomstandigheden kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.

ELEKTRISCHE AANKOPPELBIKES

Empulse

CHEAT SHEET



F55	STREETJET	F55	STREETJET
8.5"	12"	14"	16"

FRAME ROLSTOEL

Vast voorframe	Ja	Ja	Ja	Ja
Wegzwenkbare beensteunen	Ja	Nee	Ja	Nee
Gewicht onderdeel dat achterblijft	600 gr	0 gr	600 gr	0 gr

EIGENSCHAPPEN

Compactheid	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ●
Wendbaarheid	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●
Rij eigenschappen	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Comfort	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Transport	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ●

VEILIGHEID

Rem	Mechanische en elektrische (twin-rem)			
IATA certificaat	Ja	Nee	Ja	Nee
Gecertificeerd volgens EN 12184 & CE	Ja	Ja	Ja	Ja